**400-901-9800** 

sales@bioss.com.cn

support@bioss.com.cn

## 封闭用脱脂奶粉

# Non-fat milk powder

货号: C5059

规格: 50g, 100g

### 储存条件:

室温保存,有效期24个月。

## 简介:

WB 封闭液 (Western Blocking Buffer) 可用于WB 时转移了蛋白样品的NC 膜或 PVDF 膜非特异性结合位点的封闭。封闭后,可以减少后续的一抗或二抗与膜的非特异性结合,降低背景着色,增强信噪比。

本产品为高纯度脱脂奶粉, 用于 Western Blot 免疫印迹中封闭抗体。建议使用浓度为: 含 5%脱脂奶粉 0.01M TBS pH7.4 溶液。

本产品仅用于科研领域,不用于临床诊断。

### 使用方法:

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。