

蔗糖-PBS 溶液(30%)

Sucrose-PBS solution (30%)

货号： C2022

规格： 500ml

保存条件：

4℃保存，有效期 6 个月。

简介：

糖具有脱水的作用，常作为脱水剂。蔗糖-PBS 溶液(30%)主要由 30%蔗糖、PBS、防腐剂等组成，新鲜组织取材后，用该溶液沉淀以去除多余水分，以避免冷冻后产生冰晶。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

自备材料：

PBS。

使用说明：

1. 新鲜组织取材，用充分 PBS 清洗数次。
2. 置于蔗糖-PBS 溶液(10%)中，并置于 4℃过夜。
3. 更换于恰当的固定液中固定或进行其他操作。

注意事项：

1. 蔗糖溶液容易污染，应注意无菌操作，避免被微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。