

50×TAE 缓冲液

50×TAE

货号: C6010

规格: 500ml / 10×500ml

储存条件:

室温保存, 有效期 12 个月。

简介:

Tris-乙酸电泳缓冲液即 Tris acetate-EDTA buffer, 简称 TAE。1×TAE 工作液中含有 40mM Tris-acetate、1mM EDTA(pH8.0)。TAE 是常用的 DNA 电泳缓冲液, 本试剂是 50 倍浓缩的 TAE, 主要由 2M Tris-acetate, 50mM EDTA 组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 50 倍后使用。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

使用方法:

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 若产品出现沉淀析出, 请置于 37℃ 水浴使其溶解, 不影响使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。